

## STM溶液(0.25M,pH=7.4)

产品货号: R22031

产品规格: 100ml

### 产品简介

STM溶液又称蔗糖-Tris-MgCl<sub>2</sub>溶液, 可用于分离上皮细胞的质膜。乐业生物 STM溶液(0.25M,pH=7.4)主要由0.25M蔗糖、10mM Tris、MgCl<sub>2</sub>等组成, 过滤除菌, 主要用于组织匀浆。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
STM 溶液(0.25M,pH=7.4)	100ml	-20℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司  
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com