

## 柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液（100mM，pH=4.0，RNase free）

产品货号：T16787

产品规格：500ml

### 产品简介：

柠檬酸钠又称枸橼酸钠，在工业上可以作为螯合剂，在医药行业可作为抗凝剂。在生物学上，柠檬酸钠多与柠檬酸配合作为柠檬酸盐使用，柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液在免疫组化过程中可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联，充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位，从而大大改善免疫染色效果。

乐业生物 柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液（100mM，pH=4.0，RNase free）是柠檬酸与柠檬酸钠按照不同比例混合而得，经RNase free处理，已高压灭菌。其柠檬酸根浓度为100mM，pH=4.0。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (100mM, pH=4.0, RNase free)	500ml	室温

### 操作说明：

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 密闭保存，避免pH发生变化。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com