

Tris凝胶缓冲液 (4×,pH=7.1-8.9)

产品货号: T15176

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Tris凝胶缓冲液(4×,pH=7.1-8.9)由Tris、去离子水等组成, 调pH至7.1-8.9之间, 用于非变性条件下的单向凝胶电泳即Tris非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris凝胶缓冲液 (4×,pH=7.1-8.9)	100ml/500ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 组装凝胶电泳玻璃板夹层并固定于支架上。
2. 在100ml烧杯中混匀30%丙烯酰胺/0.8%亚甲基双丙烯酰胺溶液、300mM亚硫酸钠、Tris凝胶缓冲液(4×)等, 如需迅速凝固, 在使用前加入过硫酸铵和TEMED。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com