

PBST (10×, pH=7.5)

产品货号: M20179

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸缓冲盐溶液即Phosphate-Buffered Saline,是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一,又称Dulbecco's磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS。

乐业生物 PBST(10×, pH=7.5)又称PBS-Tween,由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成,含0.05%Tween20,不含Ca²⁺、Mg²⁺, pH值为7.5,多用作ELISA清洗液,亦可用于清洗Western Blot实验中PVDF膜或NC膜。

产品组成

名称	规格	保存条件
PBST (10×, pH=7.5)	500ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 操作参考实验具体要求。用去离子水或蒸馏水稀释至1×后使用。
2. 清洗膜时,每次5~10min,重复3次。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com