

线粒体储存液

产品货号: T10392

产品规格: 100ml

产品简介:

线粒体储存液(Mitochondria Storage Buffer)是一种用于稀释或保存具有生物活性线粒体的缓冲液, 主要用于和细胞线粒体分离试剂盒、组织线粒体分离试剂盒配套使用。

本线粒体储存液稀释或保存的线粒体能够保证线粒体的完整性, 不会破坏线粒体结构。稀释或保存的线粒体可用于后续完整线粒体的功能或酶活性研究, 例如可以使用尚宝的测定分离得到的线粒体的膜电位、western blot等。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
线粒体储存液	100ml	-20℃

注意事项:

1. 由于分离线粒体的所有步骤均需在冰上或4℃进行, 所以本产品使用前融解后需冰浴或放于4℃预冷。
2. 使用本储存液稀释或储存的线粒体样品应及时使用, 以免线粒体膜电位受影响。如果不能及时使用, 建议在-80℃保存。冻存后的线粒体样品不推荐用于膜电位的检测, 但可以用线粒体蛋白或核酸的相关检测。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃保存, 一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com