

土壤有效硅检测试剂盒（微量法）

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

产品货号：BA1329

产品规格：100管/96样

产品简介：

硅元素是一种十分重要的植物营养元素，土壤中有效硅含量影响着植物的光合作用、呼吸作用以及对逆境的抗性。

硅酸根与钼酸铵在弱酸条件下生成硅钼酸，可被还原剂还原成硅钼蓝，在700nm有特征吸收峰。

产品组成：

提取液：液体105mL×1瓶，4℃保存。

试剂一：液体4mL×1瓶，4℃保存。

试剂二：液体4mL×1瓶，4℃保存。

试剂三：液体4mL×1瓶，4℃保存。

试剂四：粉剂×1瓶，4℃避光保存。临用前加入4mL试剂四溶剂充分溶解。

试剂四溶剂：液体4mL×1瓶，4℃保存。

需自备的仪器和用品：

天平、常温离心机、恒温水浴锅、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板、震荡仪。

操作步骤：

一、样本处理：

新鲜土样风干，过20目筛，按照土壤质量（g）：提取液体积（mL）为1：5的比例（建议称取约0.2g土样，加入1mL提取液），振荡提取1h，10000g，25℃离心10min，取上清液待测。

二、测定操作表：

	空白管	测定管
样本（μL）		40
提取液（μL）	40	
试剂一（μL）	40	40
混匀，35℃，15min		
试剂二（μL）	40	40
混匀，25℃，10min		
试剂三（μL）	40	40
试剂四（μL）	40	40
充分混匀，25℃静置30min		
于微量石英比色皿/96孔板，蒸馏水调零，测定700nm处吸光值A，分别记为A空白管和A测定管， $\Delta A = A_{测定管} - A_{空白管}$		

三、计算公式：

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线： $y = 0.0933x - 0.0523$ ， $R^2 = 0.9992$

有效硅含量（mg/kg）= $(\Delta A + 0.0523) \div 0.0933 \times V_{反总} \div (W \times V_{样} \div V_{样总})$



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

$$=53.6 \times (\Delta A + 0.0523) \div W$$

V 反总：反应总体积，0.2mL；V 样：反应体系中加入样本体积，0.04mL；V 样总：加入提取液体积，1mL，W：样本质量，g

b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

标准曲线： $y=0.0467x-0.0523$ ， $R^2=0.9992$

$$\begin{aligned} \text{有效硅含量 (mg/kg)} &= (\Delta A + 0.0523) \div 0.0467 \times V \text{ 反总} \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \\ &= 107.2 \times (\Delta A + 0.0523) \div W \end{aligned}$$

V 反总：反应总体积，0.2mL；V 样：反应体系中加入样本体积，0.04mL；V 样总：加入提取液体积，1mL，W：样本质量，g



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com