

## SOC培养基 (pH=7.0)

产品货号: T10368

产品规格: 500ml

### 产品简介:

SOC培养基可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。乐业生物SOC培养基(pH7.0)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成, 其胰蛋白胨浓度比常规LB培养基高1倍, 而且含葡萄糖, 经过滤除菌处理。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
SOC 培养基 (pH=7.0)	500ml	4℃

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com