

Tris-磷酸电泳缓冲液（10×TPE，RNase free）

产品货号：T11087

产品规格：500ml

产品简介：

Tris-磷酸电泳缓冲液简称TPE，1×TPE工作液中含有90mM Tris-磷酸、2mM EDTA。乐业生物Tris-磷酸电泳缓冲液是10倍浓缩的TPE，主要由900mM Tris-磷酸，20mM EDTA等组成，经DEPC处理，无RNase。使用时需用DEPC处理水稀释为1×TPE后使用。

产品组成：

| 试剂盒内容 | 规格 | 保存条件 |
|---------------------------------|-------|------|
| Tris-磷酸电泳缓冲液（10×TPE，RNase free） | 500ml | 室温 |

操作步骤（仅供参考）：

1. 用 DEPC 处理水至 1×后使用。

注意事项：

1. 注意避免核酸酶污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com