

## PBS-EDTA缓冲液 (4×PE,pH=7.4)

产品货号: T10188

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。主要由无机离子组成,有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等,如果有必要还可以加入HEPES以维持渗透压的平衡。平衡盐溶液可以作为完全培养基的基液,亦可以用于稀释浓缩的氨基酸、维生素溶液以配制完全培养基。BS配方常有改动,如Hank's BBS有不含钙镁或酚红的,也有含钙镁含酚红的等等, Dulbecco's PBS有不含钙镁或含钙镁的等。HBSS、EBSS、PBS等都是与较弱的磷酸盐缓冲液相关的盐溶液。常见的平衡盐溶液有Eagle's液、Hank's液、磷酸盐缓冲溶液(PBS)等。

乐业生物 PBS-EDTA缓冲液 (4×PE,pH7.4)是常用的磷酸盐缓冲溶液之一,主要由EDTA、Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>、NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>等组成, pH值为7.4,该试剂经过高压灭菌,常用于螯合金属离子(尤其是Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>),亦可检测核物质输入等。该试剂为4×浓缩液,稀释至1×使用。

### 产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
PBS-EDTA缓冲液 (4×PE,pH=7.4)	500ml	4℃

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般应稀释至 1×后使用。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作,避免被微生物污染。
2. 该试剂经高压灭菌处理。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。亦可室温短期存储。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com