

## PBS磷酸盐缓冲液(20×,pH=7.2)

产品货号: T16860

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBS磷酸盐缓冲液(20×,pH=7.2)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成,含少量氯化钠,不含钙离子和镁离子,主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途,该试剂为20×浓缩液,应稀释为1×使用,稀释后pH值为7.2。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
PBS 磷酸盐缓冲液(20×,pH=7.2)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后使用。

### 注意事项:

1. PBS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子,不易产生沉淀。但由于该溶液浓度相对较高或者放置温度过低,有可能产生沉淀出现该种情况后,一般置于温浴至沉淀溶解即可,如果加热后仍无法溶解应弃用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com