

## 6-磷酸葡萄糖(G6P)含量试剂盒(酶法) (微板法)

产品货号: BA2551

产品规格: 96样

### 产品简介:

葡萄糖-6-磷酸 (G6P) 是在碳六上磷酸化的葡萄糖。大多数进入细胞的葡萄糖被磷酸化为G6P, 除了参与糖酵解和磷酸戊糖代谢途径, 葡萄糖 6-磷酸还可以转化为糖原或淀粉。

本试剂盒提供一种简单, 灵敏, 快速的测定方法: 葡萄糖-6-磷酸 (G6P) 被特异的酶作用, 过程中产生的NADH与一种灵敏显色探针结合, 在450nm处有最大吸收波长。其生成的有色物质颜色强度与样品中的G6P浓度成比例。

### 试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体110mL×1瓶	2-8℃	
试剂一	粉体mg×1支	2-8℃	使用前甩几下或离心使试剂落入底部, 再加1.2mL蒸馏水溶解备用。
试剂二	液体1mL×1瓶	2-8℃	
试剂三	粉体mg×1支	-20℃	使用前甩几下或离心使试剂落入底部, 再加1.2mL蒸馏水溶解备用。
试剂四	液体16mL×1瓶	2-8℃	
标准管	液体1mL×1支	2-8℃	若重新做标曲, 则用到该试剂。

### 所需仪器和用品:

酶标仪、96孔板、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

### 葡萄糖-6-磷酸 (G6P) 含量测定:

#### 1. 样本制备

##### ① 组织样本:

建议称取约0.1g组织, 加入1mL提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4℃离心10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可以按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取。

##### ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约500万细菌或细胞加入1mL提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率200W, 超声3s, 间隔10s, 重复30次); 12000rpm 4℃离心10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 ( $10^4$ ): 提取液 (mL) 为500~1000: 1的比例进行提取。

##### ③ 液体样本: 直接检测。

#### 2. 上机检测:

① 酶标仪预热30min以上, 调节波长至450nm。

② 试剂解冻至室温 (25℃);

③ 在96孔板中按照下表依次加入试剂:

试剂名称 (μL)	测定管	空白对照 (仅做一次)
样本	20	0
试剂一	10	10
试剂二	10	10



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com


试剂三	10	10
试剂四	150	170
混匀，于室温（25℃）条件下反应20min，于450nm处读取吸光值A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$ 。		

【注】1.若样本自身有很强的背景值（如较高含量还原性物质：NAD(P)H或VC等），可以加设一个样本自身对照：即试剂三用蒸馏水替代，其他试剂保持不变，则 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。

2.若 $\Delta A$ 的差值在零附近徘徊，可增加样本量V1（如增至100 $\mu\text{L}$ ，则试剂四相应减少，保持总体积不变），或增加样本取样质量W，则改变后的V1和W需代入公式重新计算。

### 结果计算：

1. 标准曲线方程： $y = 0.0792x - 0.0034$ ；x是标准品质量：nmol，y是 $\Delta A$ 。



2. 按样本重量计算：

$$\text{G6P含量}(\mu\text{g/g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0034) \div 0.0792 \times \text{Mr}] \div (W \times V1 \div V) \times 10^{-3} = 164.2 \times (\Delta A + 0.0034) \div W$$

3. 按细胞数量计算：

$$\text{G6P含量}(\mu\text{g}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.0034) \div 0.0792 \times \text{Mr}] \div (500 \times V1 \div V) \times 10^{-3} = 0.33 \times (\Delta A + 0.0034) \times D$$

4. 按照液体体积计算：

$$\text{G6P含量}(\mu\text{g}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.0034) \div 0.0792 \times \text{Mr}] \div V1 \times 10^{-3} = 164.2 \times (\Delta A + 0.0034)$$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---加入样本体积，0.02mL；

Mr---葡萄糖-6-磷酸（G6P）分子量；260.1； W---样本质量，g。

附：标准曲线制作过程：

1. 制备标准品母液（1 $\mu\text{mol}/\text{mL}$ ）。

2. 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5  $\mu\text{mol}/\text{mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。

3. 依据测定管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com