

10×Loading染料

产品货号：R32854

产品规格：1ml×5

产品简介：

本产品是用于凝胶电泳的10× Loading Buffer。Buffer中含有的染料（Bromophenol Blue）可用于指示电泳程度；甘油（Glycerol）可以加大样品密度，使样本快速沉降到点样孔底部，防止样品飘出点样孔。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
10×Loading染料	1ml×5	室温

实验操作：

本产品可直接用于凝胶电泳，向样品中加入1/10体积的本产品，混合均匀后直接上样即可。（如果溶液中出现了沉淀，请于水浴中加热溶解后再使用。）



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com