

Tris-乙酸电泳缓冲液（50×TAE，RNase free）

产品货号：T11084

产品规格：500ml

产品简介：

Tris-乙酸电泳缓冲液即Tris acetate-EDTA buffer，简称TAE。1×TAE工作液中含有40mM Tris-acetate、2mM EDTA(pH8.0)。TAE是非常常用的DNA电泳缓冲液。本试剂是50倍浓缩的用0.1%DEPC处理水配制的TAE，主要由2M Tris-acetate、100mM EDTA、DEPC处理水等组成。使用时需用DEPC处理水稀释50倍后使用，50×TAE(RNase free)主要用于RNA电泳。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Tris-乙酸电泳缓冲液（50×TAE，RNase free）	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 用 DEPC 处理水稀释到 1×后使用。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 操作过程中应避免 RNase 污染。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com